



BRIC 우수제품인증 획득



BRIC 우수제품인증제도란? 의생명공학 분야의 우수한 제품을 관련 분야 연구자들에게 소개하여 신뢰성 있는 평가 절차를 통과한 제품에 한해 BRIC의 인증마크를 부여하는 제도

01

WESTSAVE series 제품



WESTSAVE Femto™
Western Blot Detection Kit
CatNo. LF-QC0109



WESTSAVE STAR™
Western Blot Detection Kit
CatNo. LF-QC0106



WESTSAVE GOLD™
Western Blot Detection Kit
CatNo. LF-QC0103

02

WESTSAVE series Selection

P사 ECL, G사 ECL



WESTSAVE GOLD™
Western Blot Detection Kit

P사 ECL Plus, G사 ECL Plus



WESTSAVE STAR™
Western Blot Detection Kit

P사 SuperSingl West Femto
G사 ECL Select



WESTSAVE Femto™
Western Blot Detection Kit

The Best Solution for Western Blotting **WESTSAVE™ Series**


Western Blot Detection Kit

WESTSAVE GOLD™

Western Blot Detection Kit

LF-QC0103

- 가장 일반적으로 적용 가능한 solution
- Familiar Packaging (1:1 mix ratio)
- Stable solution으로 Premix 가능 (48hr까지 안정)
- Mid Picogram의 검출 범위
- Pack Size
 - Detection Reagent A (Luminol Enhancer solution) - 100 ml × 1
 - Detection Reagent B (Peroxide solution) - 100 ml × 1




WESTSAVE STAR™

Western Blot Detection Kit

LF-QC0106

- 넓은 detection range를 갖는 제품
- 기존 WESTAVE Star의 upgrade 제품
- A: B solution = 1: 1
- Low Picogram ~ High Femtogram의 검출 범위
- Pack Size
 - Detection Reagent A (Luminol Enhancer solution) - 50 ml × 1
 - Detection Reagent B (Peroxide solution) - 50 ml × 1




WESTSAVE Femto™

Western Blot Detection Kit

LF-QC0109

- WESTSAVE Series 중 가장 높은 감도의 제품
- 발현량이 낮은 단백질 detection에 적합
- A: B solution = 1: 1
- Low Femtogram의 검출 범위
- Pack Size
 - Detection Reagent A (Luminol Enhancer solution) - 50 ml × 1
 - Detection Reagent B (Peroxide solution) - 50 ml × 1



2차 항체

: Horseradish Peroxidase

Cat. No.	Product	Size
LF-SA8001	Goat anti-mouse IgG Fc-HRP	0.5 ml
LF-SA8002	Goat anti-rabbit IgG-HRP	0.5 ml
LF-SA8003H	Goat anti-rat IgG-HRP	1.0 ml
LF-SA8006	Rabbit anti-human IgG (H+L)-HRP	1.0 ml
LF-SA8007H	Goat anti-human IgM-HRP	1.0 ml
LF-SA8008H	Goat anti-mouse IgA-HRP	1.0 ml
LF-SA8009H	Goat anti-rabbit IgM-HRP	1.0 ml
LF-SA8010H	Goat anti-mouse IgM-HRP	1.0 ml
LF0SA8011H	Goat anti-rat IgM-HRP	1.0 ml
LF-SA8012H	Rabbit anti-goat IgG (H+L)-HRP	1.0 ml
LF-SA8014H	Goat anti-human IgG-HRP	1.0 ml
LF-SA8015H	Goat anti-mouse IgE-HRP	1.0 ml
LF-SA8016H	Goat anti-rabbit IgG (H+L)-HRP	1.0 ml
LF-SA8019H	Goat anti-rabbit IgG (H+L)-HRP	1.0 ml
LF-SA8022H	Goat anti-guinea pig IgG (H+L)-HRP	1.0 ml
LF-SA8049H	Rabbit anti-rat IgG (H+L)-HRP	1.0 ml
LF-SA8061	Mouse anti-rabbit light chain-HRP	1.0 ml

* WESTSAVE Star™ is manufactured and sold under license from Cyanagen Srl and subject of US patent application number 2008241868 and 2008176251, and Italian application number TC2010A000580, together with other equivalent granted patents and patent applications in other countries.



영인프런티어

제품상담 : (02)2140-3308

(08513) 서울특별시 금천구 벚꽃로 244, 1101호(가산동, 벚산디지털밸리5차)

| 대표전화 : 02-2140-3300 FAX : 02-2140-3310 | www.younginfrontier.com

www.abfrontier.com | orders@younginfrontier.com